

Attestazione di Competenza SITRAIN – Programma MICRO per Privatisti (ACP-MX)

Breve descrizione

Durante questa giornata sosterrai l'esame per il conseguimento della certificazione **SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO**.

Obiettivi

Con il superamento della prova di valutazione:

- Conseguirai la certificazione **SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO**

Gruppo target

Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Operatori

Contenuti del corso

- 4 ore: refresh dei contenuti del corso TIA-MICRO1
- 1 ora: prova scritta a risposte chiuse
- 2 ore: prova pratica su sistema di automazione SIMATIC S7-1200

Prerequisiti partecipante

Corso TIA-MICRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Nota

Se hai preso parte al corso TIA-MICRO1 fai riferimento alla giornata **ACP-M**.

Tipologia

Corso in aula

Durata

1 giorno

Lingua

it

Costo

350 EUR