

Programma SITRAIN ADVANCED – Rinnovo Attestazione di Competenza (ACP-AR)

Breve descrizione

L'attestazione conseguita tramite il SITRAIN Italian Attested Competence Program ha validità di due anni. Durante questa giornata sosterrai l'esame per il rinnovo dell'attestazione **SITRAIN Attested Competence Program ADVANCED**.

Obiettivi

Con il superamento della prova di valutazione:

- Rinnoverai l'attestazione **SITRAIN Italian Attested Competence Program ADVANCED**

Gruppo target

Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Personale di service

Contenuti del corso

- Mattina
 - 1 ora: novità dell'ultima versione di TIA Portal
 - 3 ore: refresh dei contenuti del corso TIA-INT2
- Pomeriggio
 - 1 ora: prova teorica a risposte chiuse
 - 2 ore: prova pratica su sistema di automazione SIMATIC S7-1500

Prerequisiti partecipante

Essere in possesso di una certificazione **ADVANCED** valida.

Nota

L'attestazione deve essere rinnovata entro 6 mesi dalla data di scadenza. Oltre questa data è necessario ripetere il percorso di attestazione a partire dal corso **ACP BASIC**.

Se sei in possesso di un'attestazione **PROFESSIONAL** fai riferimento al corso **ACP-PR**.

Validità dell'attestazione: due anni dal superamento dell'esame di rinnovo.

Tipologia

Corso in aula

Durata

1 giorno

Lingua

it

Costo

600 EUR