

Rinnovo Attestazione di Competenza – Programma SITRAIN MICRO (ACP-MR)

Breve descrizione

La certificazione conseguita tramite il SITRAIN Italian Attested Competence Program ha validità di due anni. Durante questa giornata sosterrai l'esame per il rinnovo della certificazione **SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO**.

Obiettivi

Con il superamento della prova di valutazione:

- Rinnoverai la certificazione **SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO**

Gruppo target

Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Operatori

Contenuti del corso

- Mattina
 - 1 ora: novità dell'ultima versione di TIA Portal
 - 3 ore: refresh dei contenuti del corso TIA-MICRO1
- Pomeriggio
 - 1 ora: prova teorica a risposte chiuse
 - 2 ore: prova pratica su sistema di automazione SIMATIC S7-1200

Prerequisiti partecipante

Essere in possesso di una certificazione MICRO valida.

Nota

La certificazione deve essere rinnovata entro 6 mesi dalla data di scadenza. Oltre questa data è necessario ripetere il percorso di certificazione con il corso **ACP MICRO**.

Se sei in possesso di una certificazione **BASIC** fai riferimento al corso **ACP-BR**.

Se sei in possesso di una certificazione **ADVANCED** fai riferimento al corso **ACP-AR**.

Se sei in possesso di una certificazione **PROFESSIONAL** fai riferimento al corso **ACP-PR**.

Validità del certificato: due anni dal superamento dell'esame di rinnovo.

Tipologia

Corso in aula

Durata

1 giorno

Lingua

it